



Serviço de Assessoria Científica - 0800-315454

PROGRAMAÇÃO PARA HITACHI 911 ®

MAGNÉSIO

Catálogo: K.027

Número de Testes: 606

HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários.

Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de uso.

Test	[MG] [*****]	Test Name	[MG]	Unit	[MG/DL]
Data Mode	[ON BOARD]	Report Name	[MAGNESIO BIOCLIN]		
Control Interval	[]	Instrument Factor (Y =aX+B) a	[1.0]		
			B	[0]	
Expected Value	< serum >			Expected Value < urine >	
Age	(M)	(F)		[-99999] - [99999]	
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
	[1,6] - [2,4]	[1,6] - [2,4]			
Tecnichal Limit	< serum >	< urine >			
	[0] - [3,5]	[-99999] - [99999]			
STD	POS	SAMPLE	PRE	DIL	CALIB LOT. NO. [QUALITATIVO] [NO]
(1) 0.0	18	[2]	[0]	[0]	[cod. Salina] 0000000 (1)
(2) **	**	[2]	[0]	[0]	[cod. Calib.] 0000000 (1)
(3) 0			[0]	[0]	[**] 0000000
(4) 0			[0]	[0]	[**] 0000000
(5) 0					
(6) 0					
TEST	[MG]				
ASSAY CODE	[1 POINT] [10] []	WAVELENGTH (2 END / PRIMARY)	[700] [505]		
ASSAY POINT	[31] - [0] - [0] - [0]	DILUENT/ RGT. STABILITY	[W] [99]		
	<SERUM>	<URINE>			
S. VOL. (NORMAL)	[3] [0] [0]	[10] [0] [0]			
S. VOL. (DECREASE)	[2] [0] [0]	[10] [0] [0]			
S. VOL. (INCREASE)	[6] [0] [0]	[10] [0] [0]			
ABS LIMIT	[0]	[0]		[INCREASE]	
PROZONE LIMIT	[0]	[]		[UPPER]	
REAGENT	T1[300] [0] [*****]				
	T2[0] [0] [*****]				
	T3[0] [0] [*****]				
	T4[0] [0] [*****]				
CALIBRATION TYPE	[LINEAR] [2]	[2] [0]			
AUTO TIME OUT	BLANK [0]	SD LIMIT	[0.1]		
	SPAN [0]	DUPLICATE LIMIT	[210]		
	2 POINT [0]	SENSYTIVITY LIMIT	[1900]		
	FULL [0]	S1 ABS LIMIT	[-32000] [32000]		
		COMPENSATED LIMIT	[]		