

Bioclin

Serviço de Assessoria Científica - 0800-315454

PROGRAMAÇÃO PARA HITACHI 911 ®

PROTEÍNAS TOTAIS

Catálogo: K.031

Número de Testes: 1666

HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários.

Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de uso.

Test	[PROT] [*****]	Test Name	[PROT]	Unit	[G/DL]
Data Mode	[ON BOARD]	Report Name	[PROTEÍNAS TOTAIS BIOCLIN]		
Control Interval	[]	Instrument Factor (Y =aX+B) a	[1.0]	B	[0]
Expected Value	< serum >	Expected Value < urine >	[-99999] - [99999]		
Age	(M)	(F)	[] - [99999]		
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
	[6,0] - [8,0]	[6,0] - [8,0]			
Tecnichal Limit	< serum >	< urine >	[-99999] - [99999]		
STD	POS	SAMPLE	PRE	DIL	CALIB LOT. NO. [QUALITATIVO] [NO]
(1) 0.0	18	[6]	[0]	[0]	[cod. Salina] 0000000 (1)
(2) **	**	[6]	[0]	[0]	[cod. Calib] 0000000 (1)
(3) 0			[0]	[0]	[***] 0000000
(4) 0			[0]	[0]	[***] 0000000
(5) 0					
(6) 0					
TEST	[PROT]				
ASSAY CODE	[1 POINT] [10] []	WAVELENGTH (2 END / PRIMARY)	[700] [546]		
ASSAY POINT	[31] - [0] - [0] - [0]	DILUENT/RGT. STABILITY	[W] [99]		
	<SERUM>	<URINE>			
S. VOL. (NORMAL)	[6] [0] [0]	[10] [0] [0]			
S. VOL. (DECREASE)	[3] [0] [0]	[10] [0] [0]			
S. VOL. (INCREASE)	[10] [0] [0]	[10] [0] [0]			
ABS LIMIT	[]	[0]			[INCREASE]
PROZONE LIMIT	[0]	[]			[UPPER]
REAGENT	T1 [300] [0] [*****]				
	T2 [0] [0] [*****]				
	T3 [0] [0] [*****]				
	T4 [0] [0] [*****]				
CALIBRATION TYPE	[LINEAR] [2]	[2] [0]			
AUTO TIME OUT	BLANK [0]	SD LIMIT	[0.1]		
	SPAN [0]	DUPLICATE LIMIT	[150]		
	2 POINT [0]	SENSYTIVITY LIMIT	[0]		
	FULL [0]	S1 ABS LIMIT	[-32000] [32000]		
		COMPENSATED LIMIT	[]		

Rev. Set/2008