



Serviço de Assessoria Científica - 0800-315454

PROGRAMAÇÃO PARA HITACHI 911 ®

TGP CINÉTICO

Catálogo: K.049

Número de Testes: 300

HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários.

Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de uso.

Test	[ALT] [*****]	Test Name	[ALT]	Unit	[U/L]
Data Mode	[ON BOARD]	Report Name	[TGP BIOCLIN]		
Control Interval	[]	Instrument Factor (Y =aX+B) a	[1.0]		
			B	[0]	
Expected Value	< serum >			Expected Value < urine >	
Age	(M)	(F)		[-99999] - [99999]	
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
	[10] - [40]	[10] - [40]			
Technical Limit	< serum >	< urine >			
	[0] - [250]	[-99999] - [99999]			
STD	POS	SAMPLE	PRE	DIL	CALIB LOT. NO. [QUALITATIVO] [NO]
(1) 0.0	18	[20]	[0]	[0]	[cod. Salina] 0000000 (1)
(2) **	**	[20]	[0]	[0]	[cod. Calib.] 0000000 (1)
(3) 0			[0]	[0]	[**] 0000000
(4) 0			[0]	[0]	[**] 0000000
(5) 0					
(6) 0					
TEST	[TGP]				
ASSAY CODE	[RATE A] [5] []	WAVELENGTH (2 END / PRIMARY)	[700] [340]		
ASSAY POINT	[3] - [9] - [0] - [0]	DILUENT/RGT. STABILITY	[W] [99]		
	<SERUM>	<URINE>			
S. VOL. (NORMAL)	[20] [0] [0]		[10] [0] [0]		
S. VOL. (DECREASE)	[10] [0] [0]		[10] [0] [0]		
S. VOL. (INCREASE)	[30] [0] [0]		[10] [0] [0]		
ABS LIMIT	[7300]		[0]		[DECREASE]
PROZONE LIMIT	[0]		[]		[UPPER]
REAGENT	T1 [200] [0] [*****]				
	T2 [0] [0] [*****]				
	T3 [0] [0] [*****]				
	T4 [0] [0] [*****]				
CALIBRATION TYPE	[LINEAR] [2]		[2] [0]		
AUTO TIME OUT	BLANK [0]	SD LIMIT	[0.1]		
	SPAN [0]	DUPLICATE LIMIT	[200]		
	2 POINT [0]	SENSYTIVITY LIMIT	[0]		
	FULL [0]	S1 ABS LIMIT	[-32000] [32000]		
		COMPENSATED LIMIT	[]		