

LAUDO DE ANÁLISES

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Nome comercial do produto: Água Purificada

Código do produto: F003-1

Número do lote: 0013 - Data de fabricação: 07/2011 - Data de validade: 01/2013

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO: reagentes farmacopéicos. Isento de registro na ANVISA.

Reagentes	Composição	Especificações	Resultados	Referências Bibliográficas
Nº1- Indicador Ácido	Solução de vermelho de metila	Líquido límpido de coloração vermelha a amarela. Faixa de viragem de pH:4,4-6,2; passa de vermelho a amarelo.	De acordo	1 e 2
Nº2-Indicador Alcalino	Solução de azul de bromotimol	Líquido límpido de coloração vermelha a amarela. Faixa de viragem de pH:6,0-7,6; passa de amarelo a azul. Em meio neutro fornece coloração verde	De acordo	1 e 2
Nº3-Reagente para análise de substâncias oxidáveis I	Solução de ácido sulfúrico	Líquido límpido e incolor. Corrosivo.	De acordo	1 e 3
Nº4-Reagente para análise de substâncias oxidáveis II	Solução de permanganato de potássio	Líquido límpido e de coloração violeta. Descora-se na presença de substâncias oxidáveis, em meio ácido.	De acordo	1 e 3

* Referências bibliográficas: 1= Farmacopéia Brasileira 5ª ed., 2010; 2 = Index Merk 11ª ed., 1989; 3= Fabricante

CONCLUSÃO: PRODUTO CONFORME - **KIT APROVADO**

DATA: 08 /08/2011

Renata Maciel Linhares

Farm^a. Renata Leite Maciel Linhares – CRF-MG 9299
Controle de Qualidade