

LAUDO DE ANÁLISE**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:**

Nome comercial do produto: Matéria prima vegetal


Código do produto: F008

Número do lote: 0006 - Data de fabricação: 08/2011 - Data de validade: 08/2013

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO: reagentes farmacopeicos. Isento de registro na ANVISA.

Reagentes	Composição	Especificações	Resultados	Referências*
Nº 1 Reagente para análise de Polifenóis	Solução de cloreto férrico	Líquido amarelo-alaranjado. Odor característico. Armazenar protegido da luz.	De acordo	1 e 3
Nº 2 Reagente para análise de Taninos	Solução de gelatina e cloreto de sódio	Líquido incolor a amarelo, denso e levemente turvo.	De acordo	1 e 3
Nº 3 Reagente Alcalino	Solução de hidróxido de sódio	Líquido límpido e incolor. Torna o papel de tornassol imediatamente azul. Corrosivo.	De acordo	1 e 3
Nº 4 Solução de Fehling A	Solução de sulfato de cobre	Líquido límpido e de coloração azul índigo. Juntamente com a solução de Fehling B, promove a formação de precipitado vermelho-tijolo na presença de açúcares, após aquecimento.	De acordo	2 e 3
Nº 5 Solução de Fehling B	Solução de tartarato de sódio e potássio	Líquido límpido, incolor e inodoro. Juntamente com a solução de Fehling A, promove a formação de precipitado vermelho-tijolo na presença de açúcares, após aquecimento.	De acordo	2 e 3

*Referências bibliográficas: 1=Farmacopeia Brasileira, 4ª Ed.,1988; 2= Farmacopeia Homeopática Brasileira, 2ª ed., 2003;
3 = Fabricante.

CONCLUSÃO: PRODUTO CONFORME**KIT APROVADO****DATA:** 26/08/2011**Controle de Qualidade****Farm^a. Renata Leite Maciel Linhares – CRF-MG 9299**