



AUTOMAÇÃO AO SEU ALCANCE

LEITORA DE MICROPLACA [ELISA]

MR-96A

FÁCIL MANUSEIO

DISPLAY LCD 7.8" COLORIDO, TOUCH-SCREEN

COMPARTIMENTO DE LEITURA FECHADO

IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA E EXTERNA OPCIONAL

ARMAZENAMENTO DE ATÉ 20.000 RESULTADOS

MODOS DE CALIBRAÇÃO (UM PONTO, MULTIPONTO, LINEAR, EXPONENCIAL, LOGARITMO E FATOR)

MODOS DE AGITAÇÃO

SISTEMA ÓPTICO MONOCROMÁTICO OU BICROMÁTICO

ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 PROTOCOLOS DE LEITURA

CADASTRAMENTO DE DADOS DO PACIENTE

FILTROS 405nm, 450nm, 492nm e 630nm

FAIXA DE LEITURA DE 0.001- 3.500 Abs



Bioclin